

PROGRAMME FORMATION GAMME ANTI AGE GLOBAL “PANACEE” TECHNIQUES MECANIQUES ET MANUELLES VISAGE

« Luxe, plaisir et efficacité de la Bio Cosmétique Active »

Version 05 : décembre 2025
1 an renouvelable

Durée : 1 jour en présentiel (7h)

Horaires : 9h30 - 13h 14h - 17h30

Coût Pédagogique : 230 € HT (prix public)

PUBLIC VISE

Ce programme est destiné aux professionnelles de l'esthétique désirant de développer ses compétences dans les techniques spécifiques anti-âges.

PREREQUIS

Être esthéticienne ou en cours de formation.

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET COMPETENCES VISEES

- Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur le soin Anti-âge global et ses modelages signatures.
- Acquérir la connaissance de l'ensemble des produits ventes et professionnels.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES (à l'issue de la formation, le ou la stagiaire sera capable de)

- Maîtriser le diagnostic de peau pour déterminer le programme visage adapté à son ou sa cliente.
- Maîtriser la gamme de produits revente associée au soin visage Anti-âge global.
- Maîtriser les techniques professionnelles du modelage mécanique resculptant.
- Maîtriser les techniques professionnelles du modelage manuel liftant.
- Sculpter et repulper la peau mature.

DUREE ET MODALITES D'ORGANISATION

La formation se déroulera totalement en présentiel avec le découpage suivant :

- En 1 jour
- Sur 7 heures
- De 9h30 à 13h 14h à 17h30

Département Formations – EDITIONS DIVONA : 121 chemin de la Portette - 46090 MERCUES
Tél : 05 65 20 20 23 – E-mail : formations@divona.fr

Enregistrée sous le n° 73 46 00381 46 auprès du Préfet de région Midi Pyrénées.
Ce numéro d'enregistrement ne vaut pas agrément de l'état (art. L6352-12 du code du travail).
SARL au capital de 1500€ - RCS Cahors 450 994 363 - SIRET : 450 994 363 00031 - APE : 5811Z

DELAI D'ACCES

La durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation est à minima de 11 jours ouvrés.

MOYENS PEDAGOGIQUES

- **Apports théoriques :** 50%
 - Diagnophyts
 - Book de formation
 - Rétro projection
- **Apports pratiques :** 50%
 - Démonstration du protocole du soin « **Soin Anti-âge global Panacée** ».
 - Démonstration des techniques, étape par étape puis en globalité pour le soin.
 - Démonstration et utilisation de l'appareil de diagnostic de peau **VisioDerm**.
 - Démonstration et utilisation de l'appareil vibrant **Dermophyt's**.
 - Produits cosmétiques et petit matériel d'esthétique fournis.

TECHNIQUES DE MODELAGE ETUDIEES

	Dermophyt's	VisioDerm	Manœuvres
Description	Appareil vibrant conçu pour traiter les tissus en profondeur.	Analyseur de peau intelligent et connecté, conçu pour offrir une analyse scientifique et précise de la peau en milieu professionnel.	Modelage manuel liftant anti-âge pour relâchement cutané, rides profondes et taches pigmentaires, utilisant des actifs riches en antioxydants.
Spécificités	Le Dermophyt's utilise des ondes sonores pour stimuler les tissus cutanés, améliorant la fermeté et la densité de la peau.	VisioDerm utilise une technologie de pointe avec quatre sources de lumière et un grossissement optique x50 pour analyser 9 critères essentiels de la peau.	Techniques manuelles sur visage et cuir chevelu, associées à des actifs précieux antioxydants.
Manœuvres Effectuées	Le stagiaire applique l'appareil sur le visage pour agir en	Le stagiaire effectue une analyse complète de la peau en appliquant l'appareil	Manœuvres liftantes et sculptantes pour raffermir, redynamiser et repulper la peau.

Département Formations – EDITIONS DIVONA : 121 chemin de la Portette - 46090 MERCUES
 Tél : 05 65 20 20 23 – E-mail : formations@divona.fr

Enregistrée sous le n° 73 46 00381 46 auprès du Préfet de région Midi Pyrénées.
 Ce numéro d'enregistrement ne vaut pas agrément de l'état (art. L6352-12 du code du travail).
 SARL au capital de 1500€ - RCS Cahors 450 994 363 - SIRET : 450 994 363 00031 - APE : 5811Z

	profondeur et sculpter les contours du visage.	sur le visage du client pour capturer des images détaillées sous différents éclairages.	
But/ Effets Recherchés	Dermophyt's resculpte le visage, redessine les contours, et repulpe la peau pour un effet liftant immédiat et durable.	VisioDerm aide les clients à prendre conscience de l'état de leur peau, personnalise les soins recommandés et booste les ventes grâce à un suivi et une fidélisation accrue.	Relifie, raffermit, estompe les rides, unifie le teint, régénère et repulpe la peau, améliore l'apparence des taches pigmentaires.

PROGRAMME DE FORMATION

- 1^{er} Jour : Devenir experte en soin anti-âge global en mode synchrone

De la gamme	Kick-off de lancement	Thème	Mode pédagogique	Activité individuelle de formation
1 ^{ère} ½ journée	Découverte de la formation : objectifs à atteindre. Demande des stagiaires. Lors du Kick-off de lancement, les questions des stagiaires peuvent être formulées directement au formateur ou formatrice.	Biologie de la peau et le vieillissement cutané Diagnostic de peau et reconnaître une peau mature. Découverte de la gamme produits anti-âge Panacée.	Accueil des stagiaires par la formatrice. Tour de table de présentation. Présentation support rétroprojection power point Utilisation de l'appareil de diagnostic de peau	Apport pédagogique : Interaction avec la formatrice et les stagiaires Questions/ Réponses Prise en main de l'appareil de diagnostic de peau
2 ^{ème} ½ journée	Découverte des objectifs de la 2 ^{ème} ½ journée	Découverte des différentes étapes du soin. Pratique des différentes étapes du soin visage anti-âge avec le modelage mécanique resculptant et le	Présentation support rétroprojection Power Point Démonstration par la formatrice des techniques de modelage anti-âge mécanique avec le Dermophyt's	Apport pédagogique : Interaction avec la formatrice et les stagiaires Questions/ Réponses Pratique en Binôme du soin intégral.

Département Formations – EDITIONS DIVONA : 121 chemin de la Portette - 46090 MERCUES
Tél : 05 65 20 20 23 – E-mail : formations@divona.fr

Enregistrée sous le n° 73 46 00381 46 auprès du Préfet de région Midi Pyrénées.
Ce numéro d'enregistrement ne vaut pas agrément de l'état (art. L6352-12 du code du travail).
SARL au capital de 1500€ - RCS Cahors 450 994 363 - SIRET : 450 994 363 00031 - APE : 5811Z

		modelage manuel liftant.	Et le modelage manuel Anti-âge liftant	Prise en main de l'appareil vibrant Dermophyt's.
--	--	--------------------------	--	--

METHODE DE TRAVAIL

La pédagogie, basée sur des méthodes actives et explicatives, requiert la participation complète et continue des stagiaires.

- Exercices deux par deux en alternance.
- Accessoires à apporter :
 - 1 tenue de pratique : Blouse
 - 1 grande serviette de bain et une couverture polaire
 - 2 serviettes moyennes 30x50
 - 1 petite serviette 30x30
 - 2 oshiboris

MODALITES D'EVALUATION ET DE SUIVI

- Bilan des journées et validation des acquis
- Etape administrative : feuille d'émargement.
- Evaluation formative : exercices pratique et mise en situation.
- Evaluation formative des acquis en fin de formation : acquisition des techniques de massage.
- Attestation de fin de formation.
- Evaluation sommative de la satisfaction du participant :
 - Evaluation « à chaud » de la formation par un questionnaire envoyé par QR code en fin de formation.

ACCESSIBILITE HANDICAP

Mise en place de conditions aménagées en cas de handicap.

Référent handicap : Carine Censier

carine.censier@divona.fr

Présentiel

Accessibilité & prise en compte des situations de handicap :

Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les locaux, les modalités pédagogiques et l'animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée.

De plus en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers les partenaires spécialisés.